


# GOKURAKU SENNIN II

付属品	オプション
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコン 1個</li> <li>●粘着パッド4枚組 1セット</li> <li>●導子コード 1本</li> <li>●導子収納板 1個</li> <li>●収納袋 1枚</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●交換用パッド (4枚組×3セット入) 3,990円 (税抜価格 3,800円)</li> <li>●フットジェル1本 3,675円 (税抜価格 3,500円)</li> <li>●低周波ベルトセット (接続コード2本付き) 47,250円 (税抜価格 45,000円)</li> </ul>

# 極楽せんじんII

管理医療機器 低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器



## 安全に関するご注意 必ずお守り下さい



**危険**

- ペースメーカー等の体内埋め込み型医用電子機器・心電計などの装着型医用電気機器との併用は絶対にお止め下さい。事故や誤作動をまねく恐れがあります。
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないで下さい。
- 本器のカバーを外したり、破損した状態での使用は大変危険なため、絶対にお止め下さい。



**警告**

1. 次の人は医師と相談の上、ご使用ください。  
 ①悪性腫瘍のある人 ②心臓に障害のある人 ③妊娠初期の不安定期又は出産直後の人 ④体温38℃以上(有熱期)の人 例1. 急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。例2. 衰弱しているとき。⑤安静を必要とする人 ⑥骨粗鬆症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛性患者の人 ⑦糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ⑧温度感覚喪失が認められる人(温熱機能をもつ機器に限る) ⑨適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人 ⑩背骨(脊椎)に異常のある人、又は背骨が左右に曲がっている人(背中を施療する機器に限る) ⑪腱鞘炎の人(手を施療する機器に限る) ⑫その他、医療機関で治療中の人
2. しばらく使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に御相談ください。

### 使用前の注意事項

- 心臓の近く、口中・顔面や陰部などには使用しないでください。
- 小さな子どもだけでのご使用、または幼児の手の届くところで使用したり、保管したりしないでください。
- 分解・修理・改造は絶対に行わないでください。異常作動により事故、ケガ、故障の恐れがあります。
- 本器のカバーを外したり、破損した状態での使用は大変危険なため、絶対にお止めください。
- 使用中に身体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師若しくは販売店、又は製造販売元までご連絡ください。
- すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前各号に準ずるほか機器が正常に、かつ、安全に作動する事を確認してください。

### 注意 使用中の注意事項

- 全身が濡れた状態で使用しないでください。汗をかいているとき、水の中や湿度の多い風呂場などで使用しないでください。
- 通電性のある貴金属等を本体の上に乗せないでください。
- 水のかかる場所での使用、保管はお止めください。
- 睡眠中等、長時間の使用はお止めください。車の運転中など、危険が伴う場所での使用は避けてください。
- 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止してください。
- 停電の時は直ちに電源を切り操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻してください。

- 本書からの無断複製は堅くお断りします。
- 本カタログに掲載の写真は印刷のため若干色調が異なる場合があります。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- カタログの詳細については、販売店または当社におたずね下さい。



「信頼と安心、製品を遊ぶ自安」としてHAPIマークが貼付されている機器には、生産物賠償責任保険が付保されています。

販売代理店

製造販売元 株式会社トップラン (TEL:03-5765-6450)  
 製造業者 TECHNOPLAS (HK) LTD.  
 国内総代理店 株式会社トップランメディカルソリューション

※当社は社団法人日本ホームヘルス機器協会の会員です。

型名:SE54-V

医療機器認証番号:第218AKBZX00102000号

管理医療機器 低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器

# 極楽仙人II

あなたの健康を強力アシスト  
進化を遂げた仙人!!



417,900円  
(税抜価格 398,000円)

品名・品番	極楽仙人II・SE54-V	
	電気マッサージ	低周波
定格電圧	100V	100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	10W(マッサージ)	5.6W(低周波)
定格消費電力	50W(電熱装置)	50W(電熱装置)
最大消費電力	60W(温熱・マッサージ)	55.6W(温熱・低周波)
コードの長さ	2m	
寸法	高さ 137mm 幅 432mm 奥行き 349mm	
製品重量	3.5kg	
定格時間(タイマー)	20分(初期設定)・10分	

医療機器認証番号:第218AKBZX00102000号

## 東洋技術と西洋技術が 電子工学で融合



### 健康は 足裏から!

体重の全てを支える足の裏。疲れが溜まりますよね。放っておくと肉体疲労や筋肉のコリなどの原因になります。そこでおすすめするのが「極楽仙人II」低周波によるマッサージ効果で足裏の反射ゾーンをもれなく刺激。身体全体の血行の流れを促進していきます。

#### 足裏低周波治療

- 5種類のポイントコースから選択できます。
- 出力強度を10段階で調節できます。
- 通電箇所が一目でわかる足裏通電ポイントモニターで表示。

#### 低周波パッド治療

- 低周波パッド導子で足裏以外でも局所の治療が可能です。(肩・腰・膝など)

#### 温熱ヒーター

- 治療中、足裏が冷えないように36個の通電ポイントをヒーターで暖めます。

## 7つの 特徴

#### 電気マッサージ

- 足裏へ心地よい振動を与えます。  
弱(45Hz)、強(57Hz)

#### 低周波ベルト

- 粘着パッド導子よりも広い範囲に低周波が入ります。(ふくらはぎ、太もも、おなか、腰)  
(レッグベルト・ウエストベルト)オプション

#### 自動タイマー

- 20分(初期設定)10分
- 低周波に慣れていない方、又は使い始めの方のために時間を2段階で選択できます。

#### リモコン操作

- リモコンが付いてらくらく操作
- 足腰に負担を掛けずに簡単操作。

### 使用目的、効果又は効能

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。電気マッサージとしてあんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- あんま、マッサージの代用としての、その他の効能 —
- 1). 疲労回復
  - 2). 血行をよくする
  - 3). 筋肉の疲れをとる
  - 4). 筋肉のコリをほぐす
  - 5). 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

